

# Sachets et Gaines

pour la stérilisation

**Sterlab**



## Fonctionnalité et qualité pour un usage médical exigeant

Les sachets et gaines de stérilisation **Sterlab** fabriqués par Westfield medical (EU) correspondent aux plus hauts standards de qualité.

### Caractéristiques

- Les sachets et gaines de stérilisation **Sterlab** sont composés d'une face papier de grade médical avec des indicateurs vapeur et oxyde d'éthylène (OE) et d'une face en complexe transparent (PET/PP).
- Leur conception permet indifféremment une utilisation pour la stérilisation vapeur et OE.
- Cette gamme de sachets et gaines offre une grande résistance et une ouverture aisée sans "peluchage" après stérilisation, ce qui minimise les fautes d'asepsie.
- L'indicateur de passage vire du rose au marron lorsque exposé à la vapeur et du jaune au bleu pour l'OE.  
Cet indicateur placé sur la face avant du sachet permet une validation immédiate du changement colorimétrique sans avoir à retourner ce dernier.  
Un nouvel indicateur « FORM processed » est également proposé pour la stérilisation formaldéhyde.
- Les sachets et gaines sont conformes aux normes EN ISO 11607 et EN 868 - 5.
- Conditionnement sous double sachets plastiques dans un carton de transport.

## Références Sachets plats

Références	Taille (mm)	Conditionnement
WP75x150	75 x 150	1000
WP75x200	75 x 200	1000
WP75x250	75 x 250	1000
WP75x300	75 x 300	1000
WP100x150	100 x 150	1000
WP100x250	100 x 250	1000
WP100x300	100 x 300	1000
WP100x350	100 x 350	1000
WP125x300	125 x 300	1000
WP160x220	160 x 220	1000
WP160x345	160 x 345	1000
WP206x280	206 x 280	1000
WP206x350	206 x 350	1000
WP206x420	206 x 420	1000
WP225x420	225 x 420	500
WP270x350	270 x 350	500
WP270x450	270 x 450	500
WP320x500	320 x 500	500
WP420x600	420 x 600	500

## Références Gaines en rouleaux de 50 m

Références	Taille (mm)	Conditionnement
WR50x50M	50	8
WR75x50M	50	8
WR90x50M	90	8
WR100x50M	100	8
WR125x50M	125	8
WR160x50M	160	8
WR206x50M	210	4
WR270x50M	270	4
WR320x50M	320	4
WR420x50M	420	4



**Sterlab** - Sophia Antipolis - 2720 Chemin Saint-Bernard - 06224 Vallauris Cedex

Tél : 04 97 24 58 58 - Fax : 04 97 24 58 59 - Email : [contact@sterlab.com](mailto:contact@sterlab.com)

[www.sterlab.com](http://www.sterlab.com)